



KULLANMA KILAVUZU

TEDARİKÇİ: BU KULLANMA KILAVUZU ARACIN SAHİBİNE VERİLMELİDİR.

SON KULLANICI: ARACI KULLANMADAN ÖNCE SON KULLANICI BU KULLANMA KILAVUZUNU OKUMALIDIR. GEREKTİĞİNDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAMALIDIR.

Teslim edilen ürün resimde görülen üründen farklı olabilir. Revision 15-0726

LEGGERO aracı satın almak ile çocuğunuz için üstün bir seçim yapmış oldunuz. Kanaatimizce, her çocuğun gelişiminin önündeki her engel kaldırılmalıdır. Ürünlerimiz ile ilgili sorularınızı ve görüşlerinizi bilmek istiyoruz. ABD'deki merkezimize veya Avrupa temsilcimize ulaşmak için aşağıdaki bilgileri kullanın.

ÜRETİCİ FİRMA

Leggero

174 D Shepherd Trail
Bozeman, MT 59718
ABD
Toll Free: +1 844 503 5437
www.leggero.us

İTHALATÇI VE
AVRUPA TEMSİLCİSİ

Kifas

İvedik OSB 1468 Cd No.47
Yenimahalle - Ankara
GSM: 0534 400 3450
WHATSAPP
www.kifas.com.tr

Yetkili Servis:

Servis Adı	Kifas Ortopedik Ürünler San. ve Tic. Ltd Şti
Adres	İvedik OSB - Has Emek Kooperatifi 1468 Cad. No. 47 Yenimahalle - Ankara 06370
Tel/Faks	Tel: +90 312 395 66 52 Fax: +90 312 395 66 84 GSM: +90 530 400 34 50
Elektronik posta	satis@kifas.com.tr bilgi@kifas.com.tr
Websayfası	www.kifas.com.tr



İçindekiler

Bölüm 1: Giriş & Özellikler		Sayfa
1.1	Giriş	4
1.2	Varsayılan DYNO Kullanıcısı	4
1.3	Varsayılan DYNO Refakatçısı	4
1.4	Garanti Şartları	4
1.5	Servis ve Tamirat	4
1.6	Özellikler	5
1.7	Oturma ve Pozisyonlandırma Bileşenleri	6
1.8	Ayarlar ve Teknik Özellikler	7
Bölüm 2: Uyarılar		8
Bölüm 3: Ambalajdan Çıkarırken		11
Bölüm 4: Kullanım & Ayarlanma		12
4.1	Arka Tekerlek Kilit Çalışması	12
4.2	İtme Barı Ayarlama	13
4.3	Ön Tekerlek Döner Kilidini Kurmak	13
4.4	Oturak Tilt Açısı Ayarlama	13
4.5	Katlanmış Aracı Açma	14
4.6	Sabit Konuma Getirme	14
4.7	<i>Dinamik</i> Konuma Geçme	15
4.8	Katlanma	15
4.9	Ayak Paleti Ayarlama	16
4.10	Sırtlık Yüksekliği Ayarlama	16
4.11	Oturak Derinliği Ayarlama	16
4.12	Tepsi veya Tutunma Barı Kullanımı	17
4.13	"Activator" Dinamik Direnç Yayları Değişirme	17
4.14	Motorlu Taşıt içinde DYNO'nun Koltuk olarak Kullanımı	18
Bölüm 5: Sınırlı Garanti		19
Bölüm 6: Bakım ve Peryodik Bakım Kayıtları		20

Bölüm 1: Giriş, Uyarı ve Özellikler

1.1 Giriş

DYNO'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu Kılavuz DYNO'nun kullanım, ayarlanma ile bakımını tarif eder. Tarif edilen ürünün önceden haber vermeksizin tasarımı değiştirme hakkı saklıdır.

Maalesef bu Kılavuz, görme engelli kişiler için kullanışlı değildir. Görme engelli kişiler Yetkili Bayii'ye bizzat başvurarak bilgi ve kullanma eğitimi almalıdır.

1.2 Varsayılan DYNO Kullanıcısı

Rehabilitasyon araçları ile pediyatrik pozisyonlandırma sistemleri, ayağa kalkamayıp mobilite ve pozisyonlanma yardımına ihtiyacı olanlar içindir. Söz konusu yardıma ihtiyacı olan bireylerin değişik tanıları olabilir dolayısıyla yardım aracına muhtaç olabilirler ve mobilite araçlar olmadan hareketleri kısıtlanabilir. Azami kullanım şartları ve diğer teknik özellikler için bu Kılavuz'un 1.7 bölümüne bakın.

1.3 Varsayılan DYNO Refakatçısı

Hedeflenen DYNO refakatçısı, her koşulda bu aracı güvenli şekilde kullanmak için görsel, zihinsel ve bedensel niteliklere sahip olmalıdır. Refakatçi bu Kılavuz'daki talimatları okumalı ve takip etmelidir.

1.4 Garanti Şartları


Bu Garanti, ancak ürünün üretici firmasının önerilerine göre belirtilen amaçlar ve koşullar için kullanıldığı sürece geçerlidir.

1.5 Servis ve Tamirat


DYNO üzerinde yapılacak herhangi bir Servis & Tamiratı LEGGERO yetkili bayileri tarafından yapılmalıdır. Olası sorunlar için lütfen Yetkili Bayii'ye danışınız. Yetkili Bayii ancak orijinal LEGGERO yedek parçalarıyla montaj yapmaktadır.




1.6 Özellikler




1.7 Oturma ve Pozisyonlandırma Bileşenleri




"Respond" Sırtlık Minderi
(opsiyonel)




Terapi ve Pozisyonlandırma Tepsi
(opsiyonel)



Düz Baş Desteği
(opsiyonel)



Göğüs Yan Destekleri
(standart)



Kalça Destekleri
(standart)

1.8 Ayarlanma ve Teknik Özellikler

Ayarlanma

Oturak Derinliği	8,5-16,5" (22-42cm)
Oturak Geniřlięi	7-13,5" (18-34cm)
Bacak Altı Uzunluęu	7,5-14" (19-36cm)
Sırtlık Yükseklięi	13-21" (29-53cm)
Kalça Açısı Ayarlanma	90°, 120°
Oturak Açısı	20°, 23°, 26°

Teknik Özellikler

Maksimum Kullanıcı Aęırlığı	80 lb (36 kg)
İtme Barı Ayarları	41-47" (104-119 cm)
Mobilite Baz Aęırlığı (tekerleksiz)	28 lb (13 kg)
Toplam Geniřlięi	26,5" (67cm)
Ön Lastik Çapı	10" (25 cm)
Arka Lastik Çapı	16" (41cm)
Katlanmış Ebatları (tekerlekli)	39 x 16,5 x 27" (100 x 42 x 69 cm)
Katlanmış Ebatları (tekerleksiz)	36 x 18 x 25" (91 x 46 x 63cm)
Dönme Çevrisi	41" (104cm)
Yokuşu Yandan Güvenli Geçme Maksimum Açısı	5°

Bölüm 2: Uyarılar

Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu sonuna kadar okuyunuz.

Bütün refakatçılar DYNO'yu kullanmadan önce bu Kılavuzu okumalıdır. Refakatçi, kullanım ve işlevleriyle içli dışlı olmalıdır. Bu Kılavuz'daki bilgiler refakatçi tarafından anlaşılmadığı takdirde yetkili bayii'ye danışılmalıdır.

Bu Kılavuz'daki talimatları takip etmemek veya belirtilen uyarılara uymamak kişisel yaralanmalara yol açabileceği gibi DYNO aracında hasara neden olabilir ve garantinin geçerliliği iptal ile sonuçlanabilir.

Ürün üzerinde ve bu Kılavuzda kullanılan Uyarı Sembolleri



UYARI!

"UYARI" sözcüğü, güvenli olmayan hatta kullanıcı veya refakatçi için kişisel yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli davranışları belirtmek için kullanılmıştır.



"UYARI! BU KULLANMA KILAVUZU OKUYUN!"

UYGUN ARAÇ VE GÜVENLİ OPSİYONLARI SEÇİN.

Mobilite endüstrisinde, çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli opsiyonlar bulunur. Bayiinizle seçeceğiniz araç ve opsiyonlarla; günlük kullanımda çocuğunuzun konfor, pozisyonlandırma, bedensel kısıtlamalar ve diğer risklere karşı uygunluğundan emin olursunuz.

Uyarılar: Aşağıda Yazılan Uyarıları Takip Etmemek Olası Ciddi Yaralanmalarla veya Ölüm ile sonuçlanabilir.

UYARI! DYNO aracı kullanmadan önce, bütün Refakatçılar bu Kılavuzu okumalıdır. Hastanın kullanım için oturmasından önce aracın kullanım ve işlevleri ile içli dışlı olun. Bu kılavuzdaki bilgiler refakatçi tarafından anlaşılmadığı takdirde lütfen yetkili bayii'ye yardım için danışın.

UYARI! Ürünün konvansiyonel olmayan kullanımı ve / veya kaldırma/açma/kapatılması tehlikeli olabilir. Kaykay, paten veya benzeri yüksek hıza ulaşılan hareketler için uygun değildir. Döner Ön Teker yüksek hızlarda titremeye girer ve ani durma etkisiyle devrilmeye yol açabilir. Ön Teker'in döner kilidinin kurulması tavsiye edilir. Maksimum güvenli kullanım için insan dolaşma hızı sınırları içinde kullanılmalıdır. Kullanım süresince hiçbir koşulda itme barı bırakılmamalıdır. Hiçbir koşulda araç serbest şekilde itilmemelidir.

UYARI! Aracın ilk kurulumu yetkili teknisyen tarafından yapılmalıdır.

UYARI! Bu kılavuz dışındaki bütün diğer prosedürler yetkili teknisyen tarafından yapılmalıdır.

UYARI! DYNO'nun taşıdığı toplam ağırlık 80lb/36kg'dan fazla olmamalıdır (maksimum kullanıcı ağırlığı + alt depoda bulunan aksesuarların ve diğer unsurların ağırlığı).

UYARI! Araç üstünde yapılan ayarlar aracın dengesini etkiler, dolayısıyla devrilmeye yol açabilir. Ayarlar yetkili LEGGERO bayiniz tarafından yapılmalıdır.

UYARI! Aracınızı sudan koruyunuz ve nemli ortamlarda depolamayın. Fazla nemli ortamlar pas veya korozyona yol açabilir. Pas veya korozyon ise aksamaların bozulmasına yol açabilir. Eğer aracınız fazla neme maruz kalır ise iyice kurutulmalıdır.

UYARI! Ne araç ne de çocuk güneş altında veya ısıtma kaynaklarına yakın yere bırakılmamalıdır. Aracın ısınmış yüzeyi çocuğun tenini yakabilir. Ne araç ne de çocuk dışarıda aşırı soğuk yerlerde bırakılmamalıdır. Aracın soğuk veya sıcak yüzeyleriyle temas eden çocuğun tenine zarar verebilir. Aşırı sıcak veya soğuk ortamlar veya ısı kaynakları araca zarar verebilir.

UYARI! Araç yalnız katı ve düz yerlerde kullanılmalıdır. Engeller üzerine veya engellere karşı yürütülmemelidir. Engellerden geçer ve / veya aracı engeller üzerinden kaldırırken çocuk her zaman araçtan kaldırılmalıdır.

UYARI! Beş (5) dereceden fazla dik yokuşlarda kullanmayın. Asla aracı park halindeyken yokuşta bırakmayınız. Yokuşlarda yürürken çocuğun araçtan düşmesi, aracın devrilmesi, ve aracın serbest olarak refakatçisiz uzağa gitmesi gibi tehlikeli durumlara dikkat edilmelidir.

UYARI! Aracı herhangi bir yerde terk etmeden, çocuğu içine oturttururken ve araçtan kaldırırken her zaman arka tekerlekleri kilitleyiniz. Hareket halindeyken aracı durdurmak için arka tekerlek kilitlerini kullanmayın.

UYARI! Araç içinde bağlanmış ve Arka Tekerlekler Kilitleri kurulmuşken bile asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayınız.

UYARI! Araçta oturan çocuk fazla sağa sola, öne veya arkaya doğru uzandığında dikkat edilmelidir. Denge merkezi değişimi aracın devrilmesine yol açabilir.

UYARI! Pnömatik (havalı) lastiklerin basıncı, aracın yol tutmasını etkiler. Doğru hava basılmış lastikler manevra kabiliyetini artırır. Ön ve arka lastik basıncı 35 PSI / 2,4 Bar'da tutulmalıdır.

UYARI! Çocuğu oturtturur veya kaldırırken Ayak Paleti üzerine binilmemelidir.

UYARI! Aracı katlarken, parmakların sıkışma ve ezilme riskini fark edin. Bu kılavuz'da madde 4.7'e bakın.

UYARI! Araç, tek kişinin oturması için tasarlanmıştır. Birden fazla kişiyi içine oturtmayın.

UYARI! Sabit bağlanmış elemanlardan kaldırın. Mümkün olduğu sürece yan borulardan kaldırın. Katlanmış haldeyken, alt borulardan tutunuz. Kendinizi yaralamamak ve araca zarar vermemek için kaldırma işini **iki kişi** olarak yapın.

UYARI! Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz. Aracı koliden çıkarır çıkarmaz ambalaj malzemelerini geri dönüş merkezine verin.

UYARI! Aracınız motorlu araç içinde koltuk olarak donatılmış değil ise o amaç ile kullanmayınız. Çocuğu o amaçla üretilmiş yasal emniyetli koltuğa transfer edin. Eğer aracınız motorlu taşıt içinde koltuk olarak donatılmış ise bu Kılavuz'daki Bölüm 4.14'e başvurun.

UYARI! Araç, Bölüm 6: "Bakım"da yazıldığı gibi kontrol edilmeli ve bakım görmelidir. Tespit edilen sorunlar kullanıma sokulmadan önce tamir edilmelidir.


UYARI! Araçta kullanılan birçok bağlantı, cıvata ve fiberli somun (somun içine yerleştirilen kilitleme görevi yapan naylon pul) ile sağlanmaktadır. Bu bağlantılar bakım görmeli ve gerektiğinde her zaman orijinal malzeme ile değiştirilmelidir. Hareketli ve dönen noktaların doğru ayarlamaları için yetkili bayiinize danışın.



Bölüm 3: Ambalajdan Çıkarırken

1. Koliden çıkarın.
2. Ambalaj malzemelerini geri dönüş merkezine verin.
3. Arka tekerlekleri monte edin. (Çizim1)
4. Bas-Aç Mili düğmeye basmadan çekerek doğru ayarlandığını kontrol edin. Tekerleğin dışarı çıkmaması gerek.
5. Arka Tekerlek Kilitleri kurun. (Bölüm 4.1)
6. Şase Alt Bazı ve Sırtlığı açın. (Bölüm 4.7)
7. Lastik basıncı kontrol edin. Ön ve arka lastik basıncı 35 PSI / 2,4 Bar.


UYARI! Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzaklaştırınız. Çıkardıktan sonra ambalaj malzemelerini hemen geri dönüş merkezine veririn.




Çizim 1

Bölüm 4: Kullanım ve Ayarlanma


Gerekli Araçlar/Anahtarlar:



4mm Alyan Anahtar




5mm Alyan Anahtar




10mm Anahtar

4.1 Arka Tekerlek Kilit Çalışması

1. Arka Tekerleği kilitlemek için Kilit Barı ayağınız ile yukarı doğru kaldırın. (Çizim 2)
2. Aracı hareket ettirmeye çalışarak kilidin kurulduğunu kontrol edin.
3. Kilidi açmak için Kilit Barı ayağınız ile aşağı basın. (Çizim 3)




Çizim 2



Çizim 3

4.2 İtme Barı Ayarlama


1. Baş parmağınız ile Ayar Mandalı Düğmeleri'ne basın. (Çizim 4)
2. İtme Barı'nı arzu edilen açığa getirin.
3. Düğmeleri bırakın.




Çizim 4

4.3 Ön Teker Dönme Kilidi Kurmak


1. Ön Teker Dönme Kilidi kurmak için Çizim 6'da gösterildiği gibi Ön Tekerini öne doğru çevirin.
2. Yaylı Dönme Kilidi yukarı doğru kaldırarak 90 derece çevirin.
3. Yaylı Dönme Kilidi bırakarak Ön Tekerin sağa sola dönüp dönmediğini kontrol edin.
4. Ön Tekerini serbest dönsün diye yukarıdaki prosedürü ters sırayla yapın.




Çizim 5, Serbest



Serbest




Sağ Sola Dönmez



Çizim 6, Kilitli

4.4 Oturak Tilt Açısı Ayarlama


1. Arka Tekerlek Kilidi'ni kurun.
2. Küçük beyaz düğmeleri içeri basın. (Çizim 7)
3. Üstteki Kavisli Tüpü aşağı basarak veya yukarı çekerek istenilen seviyeye getirin.
4. Düğmeleri bırakarak doğru seviyede ve sabit kaldıklarını kontrol edin.



Çizim 7

4.5 Katlanmış Aracı Açma


1. Açmak için Arka Tekerlek Kilidi'ni yukarı doğru kaldırın. (Arka lastikler üzerine baskı yapacak).
2. İtme Barı'nı iki elinizle tutun.
3. İtme Barı kendinize doğru çekin.
4. Klik sesi duyacaksınız.
5. "Activator" Pedal dik konumda kalacak ve DYNO **dinamik** konumda bulunacak.(Çizim 8)



Çizim 8, *Dinamik* halindeyken

4.6.1 Sabit Konuma Getirme


1. Arka Tekerlek Kilit Barı'nı kaldırın.
2. İtme Barı'nı iki eliniz ile tutun.
3. Bir ayağınız ile "Activator" Pedalı altından kaldırıp yatay konuma getirin. (Çizim 9)
4. Kalça açısı 90° kalacak.



Çizim 9 Kalça açısı sabit

4.6.2 Sabit Konum Opsiyonları


1. Arka Tekerlek Kilidi'ni kurun.
2. İtme Barı'nı tutun.
3. Bir ayağınız ile "Activator" Pedalı'nın aşağıdaki tırnağına basıp dik haline getirin. (Çizim 10)
4. Kalça açısı 90°'den 120°'e getirmek için İtme Barı'nı tam aşağı doğru basın.
5. Aşağı basarken ayağınız ile "Activator" Pedalı'nın altından kaldırıp yatay konuma getirin. (Çizim 9)
6. Kalça açısı 120° de kalacak.
7. Tekrar 90° getirmek için İtme Barı'nı aşağı doğru basarak "Activator" Pedalı'nın altından kaldırıp yatay konuma getirin.



Çizim 10

4.7 Dinamik Konuma Geçme


1. Arka Tekerlek Kilit barı kaldırın.
2. İtme Barı tutun.
3. "Activator" Pedalı'nın en alt tırnağına basarak dik haline getirin. (Çizim 11)



Çizim 11


4.8 Katlanma

1. Arka Tekerlek Kilit barı yukarı kaldırın. (tekerler hareketsiz kalacak)
2. İtme Barı tutun.
3. "Activator" Pedalı'nın en üstünden DİMDİK aşağı doğru basın. (Çizim 12)
4. İtme Barı'nı öne doğru katlayın.




Çizim 12


UYARI! Açıp kapatırken kollar, eller ve ayakları yaralanmamak için hareket eden aksamardan serbest tutun. (Çizim 13 sıkıştırma noktalarını göstermektedir)




Çizim 13




Ayağınız ile Kalça Açısı Kilit Barı üstüne aşağı basın.



İtme Barı öne doğru basın.




Katlanmış
DYNO



Açmak için İtme Barı geri çekin.

4.9 Ayak Paleti Ayarlama


1. Sağ ve soldaki klempe cıvatalarını **1** gevşetiniz (her klempte 2 cıvata mevcut). 4mm Alyan anahtarını kullanın. (Çizim 14)
2. Aşağı veya yukarı kaydırarak istenilen konuma getirin.
3. Cıvataları sıkıştırın.
4. Düz başlı cıvataların **2** yerlerini değiştirerek Ayak Paleti'nin ön ve arka konumu da ayarlanabilir. (Hem sağ hem de sol taraftan 2 şer cıvata mevcut.) 4mm Alyan anahtar kullanın.)



Çizim 14


4.10 Sırtlık Yüksekliği Ayarlanma

1. Sırtlık Yüksekliği Sıkıştırma Kilitleri'ni dışarı doğru açın. (Çizim 15)
2. Sırtlık yüksekliğini istenilen seviye getirin.
3. Sırtlık Yüksekliği Sıkıştırma Kilitleri'ni kapanana kadar içeri doğru itin.



Açık


Kapalı




Çizim 15

4.11 Oturak Derinliği Ayarlama

1. Minder altındaki kordonları gevşetin.
2. Oturak Plakası altındaki bakalit Düğme'yi gevşetin.
3. Öndeki Plakayı istenilen derinliğe getirin.
4. Bakalit Düğme'yi sıkıştırın.
5. Minder altındaki kordonları çekerek sıkıştırın.




Bakalit Düğme




Çizim 16

4.12 Tepsi veya Tutunma Barı Kullanımı

1. Tepsi veya Tutunma Barı'nı montaj etmek için Tırnak Kilitleme'ni aşağı doğru çevirin. (Çizim 17)
2. Tepsi veya Tutunma Barı'nı istenilen mesafede yuvalara sokun.
3. Kilitlemek için Tırnak Kilitleme'ni yukarı doğru kaldırın.(Çizim 18)



Çizim 17




Çizim 18


4.13 "Activator" Direnç Yaylarını Değiştirme

Dinamik Sırtlık olan "Activator"un direnci YUMUŞAK, ORTA veya SERT yayları ile değiştirilebilir. Eğer çocuk 90 dereceden fazla kalça açısıyla arkaya yaslanabilir ise daha sert yaylar montaj edilmelidir.

1. Üstteki somun ile pulu kaldırınız. (Çizim 19) (4mm Alyan & 10mm normal anahtar lazım.) Ayraç pulları da yerlerinde kalsın.
2. Yayın Gözünü civatadan kaldırıp aşağıdaki civata ve bağlı olduğu plakayı ulaşılabilecek konuma getiriniz. (Çizim 20 aşağıdaki civata üzerindeki somunla pulu kaldırın.)
3. Mevcut yayları kaldırınız. Ayraç pulları da yerlerinde kalsın.
4. Yeni yayları montaj edin.
5. Aşağıdaki civata üzerindeki somun ile pulu geri takınız. İyice sıkıştırdıktan sonra 1/4 tur gevşetin.
6. Yayın Gözü'nü üstteki civata üzerine montaj ediniz. Aşağıdaki civata üzerindeki somun ile pulu geri takın. İyice sıkıştırdıktan sonra 1/4 tur gevşetin.



Çizim 19



Çizim 20

4.14 DYNO'yu, motorlu taşıt içinde Koltuk olarak kullanmak


DYNO, OPSİYONEL özellikle donatıldığı ve talimatına göre kullanıldığı takdirde çocukları motorlu taşıt içinde taşımak için resmi onay almıştır. Öne doğru taşıtın tabanına "SAE J2249 "Recommended Practice—Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint Systems (WTORS) For Use in Motor Vehicles" (Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint System) onaylı halat sistemi ile bağlanacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİ:


Bu araç ANSI/RESNA WC/Vol. 1- Bölüm 19.5.3 yönergesine hem uygun hem de aynı yönergeye göre dinamik şartlar altındaki sınavdan geçmiştir. Motorlu araç içinde bu aracın kullanımı konusunda sorularınız var ise LEGGERO LLC veya Yetkili bayiinize başvurunuz. İletişim bilgisi bu Kılavuz sayfa 2'de bulunur.

UYARI & TALİMATLAR:

- DYNO, bu talimatlar ve taşıt içinde kullanılacak halat üreticisinin talimatlarına göre uygulanmalıdır.
- Araç kullanıcısı mümkün olduğu sürece taşıt içindeki standart koltuğa orijinal bulunan halatlarla bağlanmalıdır.
- DYNO, 80 lb (36kg)'a kadar taşıyabilir. Bu okküpan (kullanıcı) ağırlık sınırını aşmayın.
- DNYO, motorlu araç içinde koltuk olarak kullanıldığı sürece öne doğru kurulmalıdır.
- Motorlu araç tabanına Puseti bağlanmak amaç ile onaylanmış 4 (dört)-noktalı bağlama kemeri kullanın. Okküpan için söz konusu amaç için onaylanmış sistemi 3 (üç)-noktalı bağlama kemeri kullanın.
- Özel hazırlanmış ve onaylanmış tabanların içindeki bağlanma noktaları ve okküpan emniyet kemerleri bağlama pimi yerleri tespiti için Çizim 21 ile 22'ye bakın
- Emniyet kemerleri, çocuğun bedeniyle temas etmesin diye aksamlar veya aksesuarlar takılmamalıdır.
- Kordonlar ve halatlar, boşluk bırakılmayacak şekilde sıkılmalıdır. Vücutla kemer arasında iki parmak boşluk var ise fazla gevşek bağlandığı anlaşılır.
- Yalnızca "ANSI/RESNA WC/Vol. 1 – Bölüm 19 4.9.2-4.9.5 ile 5.2" yönergesine uygun olan ve aynı yönergenin "Annex A & 5.3" bölümüne göre dinamik test altında tutulmuş kemer/halatlar ile bağlanmış puseti, koltuk olarak kullanılmalıdır.



Çizim 21



Çizim 22

UYARI! Eğer aracınız motorlu taşıt tabanına bağlama transit opsiyon ile donanımlı değil ise motorlu taşıt içinde koltuk olarak kullanmayınız. Çocuğu onaylı motorlu taşıt koltuğuna transfer ederek taşıyın.

Bölüm 5: Sınırlı Garanti

A. BU GARANTİ ANCAK ORJİNAL ÜRÜN SATIN ALAN KİŞİ İÇİN GEÇERLİDİR.

B. ÖMÜR BOYUNCA

Leggero LLC, Şase ile Bas-Aç Mili'ni tüm hatalı malzeme ve hatalı işçiliği ilk satın alan kişiye ömür boyu garanti eder. Beklenen şase ömrü 5 yıldır.

C. BİR YIL BOYUNCA

Bu araç içinde kullanılan tüm orjinal bileşen ve aksamaları, tüm hatalı malzeme ve hatalı işçilikten doğan arızaları satış tarihinden itibaren bir yıl boyunca garanti ederiz.

D. İSTİSNALAR / SINIRLAMALAR

- Garanti altında tutulmayanlar
 - Dış lastikler, iç lastikler, döşeme, itme barı elcikleri, kol pedler.
 - İhmal, yanlış kullanım, veya yanlış kurulum veya onarımdan kaynaklanan hasar.
 - Taşıtlarda kullanımından kaynaklanan hasarlar.
 - Ağırlık kapasitesini aşan kullanımlardan kaynaklanan hasarlar.
- Ürün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara uygun kullanılmalıdır. Aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Bu Garanti, normal kullanımdan doğan aşınmadan dolayı ortaya çıkan sorunlar için geçerli olmayacaktır ve bu değerlendirme ancak LEGGERO LLC tarafından tespit edilecektir.
- LEGGERO LLC'nin net ve açık yazılı ön onayı olmadan cihazın, yetkisiz parçalar veya ekler/eklemler kullanılarak değiştirilmesi, onarım nedeniyle herhangi bir bileşen üzerine hasar tamiri yapılmış olması, LEGGERO LLC'nin kontrolü dışındaki koşullardan doğan zararlar, bu garantiyi geçersiz kılar. Arıza tespiti LEGGERO LLC veya KİFAS ORTOPEDİK tarafından belirlenmek zorundadır.
- Orijinal seri numarası silinmiş, değiştirilmiş ya da kaldırılmış ise bu garanti geçersizdir.
- Bu Garanti yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerlidir. Uluslararası garantilerin geçerli olup olmadığını öğrenmek için satıcınıza danışın.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmak istemesine rağmen malın tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami süresinin aşılması, firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayiisi, acente temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya kusur oranında bedel indirimi talep edebilir.

E. ÜRETİCİ FİRMANIN SORUMLULUĞU

Bizim tek sorumluluk, onarım veya garanti kapsamında olan parçaları değiştirmektir. Haricindeki zararlardan münhasır değildir.

F. KULLANICININ SORUMLULUĞU

- Garanti geçerliliği süresince iade etmeden önce garanti kapsamında olan parçaların iadesi için veya tamir için yazılı ön onay almak.
- Kargo ücreti peşin ödenmiş olarak ürün veya parça(lar)(yı) LEGGERO LLC'ye veya Kifas'a göndermek. Leggero Müşteri Hizmetleri +1 844 503 5437 veya Kifas Müşteri Hizmetleri +90 530 400 3450 arayarak İade Numarasını (İN#) almak lazımdır.
- Garanti geçerliliği süresi sona erdikten sonra onarım, yer değiştirme veya montaj için işçilik ve / veya yedek parça(lar) ücretini ödemek.

G. TÜKETİCİNİN DİKKATİNE

- Bu garanti kanunların izin verdiği ölçüde geçerlidir. Diğer ülkelerin kanunlarında değişiklikler görülebilir.



Bölüm 6: Bakım

DYNO pusetinin bakımı ile ilgili sorularınız için lütfen Yetkili bayiinize danışınız. Tutarlı ve kapsamlı bakım sandalyenin kullanım ömrünü uzatacaktır. Yanlış bakım önemli ölçüde sandalyenin kullanım ömrünü azaltabilir. Devreye girmeden önce herhangi bir hasar görmüş parça/bileşen değiştirilmesi gerekir. Sandalye düzenli olarak temizlenmelidir ve en az yılda bir kez Yetkili Bayiniz tarafından servis edilmelidir.

Periyodik bakım yapmamak bu Garanti'nin geçerliliğini etkileyebilir. Önerilen bakım prosedür ve sıklıkları için aşağıdaki çizelgeye bakın. Bu Kılavuz'daki Bakım Çizelgesi'ni bakım kayıtları tutmak için kullanılmalıdır.

Bakım Hareketi	Haftalık	Aylık
Lastik basıncı kontrol edilmeli	✓	
Aşınma ve hasar için tekerlekler ile lastikler kontrol edilmeli		✓
Arka Tekerlek Kiliti işlemleri kontrol edilmeli	✓	
Kaster Ön Teker hizalanması kontrol edilmeli		✓
Bütün bağlantıların sıkılmış olduğunu kontrol edilmeli		✓
Bas-Aç Milleri'nin işlemleri kontrol edilmeli	✓	
Tilt kilidi mekanizmasının doğru çalıştığı kontrol edilmeli	✓	
Recline kilidi mekanizmasının doğru çalıştığı kontrol edilmeli	✓	
Aşınma ve hasar için ana şase bileşenleri kontrol edilmeli		✓
Bütün aksesuarlar hasar için kontrol edilmeli		✓

TRAK aracınızın rutin temizliği tavsiye ediyoruz:

- Şase bileşenleri ve plastik parçaları yalnızca yumuşak deterjan ile temizlenmelidir.
- Kumaş bileşenleri yıkanılabilir. Çamaşır makinesi kullanıldığı takdirde yıkanacak bileşenler kumaştan torba veya yastık kılıfı içinde yıkanmalıdır. Açık havada kurutun.
- Pusetinizi deniz (tuzlu) su içinde kullanmayınız. Ciddi hasarlara yol açabilir.
- Kum veya başka küçük nesnelerin tekerleklerin ve çatal rulmanların içine girmesini ve bozmasını engelleyin.
- Islak bez ile silinmesi çoğu zaman yeterlidir.



İTHALATÇI VE AVRUPA TEMSİLCİSİ



Kifas Ortopedik Ürünler
San. ve Tic. Ltd. Sti
İvedik OSB - Hasemek
Kooperatifi 1468 Cad. No. 47
06370 Yenimahalle - Ankara
Tel: +90 312 395 6652
Fax: +90 312 395 6684
Gsm: +90 530 400 3450
www.kifas.com.tr

ÜRETİCİ



Leggero LLC
174 D Shepherd Trail
Bozeman, MT 59718
+1-844-503 5437
www.leggero.us